

# Infrarotstrahler

## Bestrahlungs-SET!

**Best.Nr.: 618RE001**

**Art.Nr.: Medilight IR classic**

EAN: 9002243218212

VPE: 1/4

**Zugelassen als medizinisches Gerät!**



**Preßglaslampe 150W**

Farbe: blau/grau

Zugelassen als medizinisches Gerät!  
Zugelassen als medizinisches Gerät!  
Zugelassen als medizinisches Gerät!

### Artikelbeschreibung:

Bestrahlungs-SET! **Rotlicht zur Heilbehandlung und Schönheitspflege.** Anschlussfertig mit 1,5 m Zuleitung. Infrarotstrahler von Reiher sind vielseitige Wärmespender, die sich für therapeutische und kosmetische Anwendungen eignen. **Zugelassen als medizinisches Gerät!** Ausgestattet mit preisgünstiger 150 W Reflektor-Infrarotlampe **aus schlagsicherem Pressglas.** Die Wirkungsweise: Die sonnenähnliche, kurzwellige Strahlung der Infrarotlampe dringt tief in die Gewebeschichten der Haut ein und erzeugt dort wohlthuende Wärme. Verstärkte Durchblutung und eine Erweiterung der Gefäße sind die Folge. Dadurch wird der Abbau von Stoffwechselschlacken und die Bildung der körpereigenen Abwehrkräfte beschleunigt. Die Infrarotbehandlung wirkt daher vorbeugend, schmerzlindernd und heilend zugleich. Die Anwendung: medilight IR hat sich bei der Behandlung verschiedener Krankheitsbilder bewährt. Bei Erkältungen, grippalen Infekten, Bronchialerkrankungen, Hals- und Mittelohrentzündungen sowie Rheuma, Muskelschmerzen, Neuralgien und Entzündungen wurden heilende und schmerzlindernde Wirkungen erzielt. Auch schmerzvolle Sportblessuren wie Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen oder Blutergüsse lassen sich durch wiederholte Bestrahlungen leichter verkräften. Zur Steigerung der Wirksamkeit von krankengymnastischen Übungen und Massagen ist die Infrarotbestrahlung ideal, um Spannungszustände vor und nach der Behandlung zu lösen. Zur Gesichts- und Schönheitspflege in Verbindung mit hochwertigen Hautcremes empfiehlt sich eine wirkungsunterstützende Bestrahlung. Haut und Gewebe werden besser durchblutet, die Poren öffnen sich, sodass Wirkstoffe besser aufgenommen werden können. Wie für alle Produkte von Reiher gelten auch für die Infrarotstrahler IR classic höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Zur Gesichts- und Schönheitspflege in Verbindung mit hochwertigen Hautcremes. Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden und einen optimalen Wirkungserfolg zu erzielen, holen Sie bitte den Rat Ihres Arztes ein, wenn es sich um schwerwiegende Krankheitsbilder handelt, bei denen ärztliche Fachbetreuung notwendig ist. **Bestrahlungsabstand: 40 bis 60 cm. Bei der Bestrahlung bitte Augen schließen, oder Schutzbrille tragen!**

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

**LEOPOLD**

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

**KOBER**

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at